

仕 様 書

ヘリコバクター・ピロリ抗原 JP

コード	6Z32
由来	菌株TMPA25 を培養して得られた菌体
特異性	ウレアーゼ A サブユニット、ウレアーゼ B サブユニット、HSPを主成分とする
精製	超音波破碎精製
溶媒	0.1% アジ化ナトリウムを含む生理的食塩水溶液
蛋白濃度	1 mg/mL
容量	1 mL
貯法	-20℃以下 (凍結融解の繰り返しは避けてください)
用途	ELISA、ウエスタンブロット



〒112-0004 東京都文京区後楽1-1-10

Tel:03-3814-4081 Fax:03-3814-5957

e-mail:info@tokumen.co.jp

http://www.tokumen.co.jp

6Z321907-01

本製品は研究用에만使用できます。人やその他の動物の診断・治療に使用することはできません。

2024.6.24